

## TENSOPLAST:

Benda elastica adesiva porosa a base di cotone, viscosa e lattice; di diverse misure.



## TENSOPLAST SPORT:

*Benda elastica adesiva a memoria elastica variabile. E' provvista di protezione adesiva in polietilene per il mantenimento dell'elasticità. Il comportamento della benda è elastico fino al 50% di estensione, diviene rigido oltre tale valore.*



## STRAPPAL:

Benda anelastica adesiva priva di lattice naturale. Dotata di un supporto in viscosa e massa adesiva a base di ossido di zinco, gomma sintetica e resina sintetica. Resecabile con le mani.

Diverse misure

