

GHIACCIO SPRAY - bombola da 400 ml

Ecologico, ideale per piccoli traumi e contusioni, specialmente nel campo sportivo e in pronto soccorso.

Spruzzare a una distanza di 20 cm (vedere la tabella di riferimento delle temperature).

Contenuto: nitrato di ammonio e acqua.



Il sacco gelo istantaneo è raccomandato per la crioterapia.

Ottimo in tutti i casi di traumi per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori ecc.

Sempre pronto in qualsiasi luogo e momento: è sufficiente schiacciare il sacco per rompere la bolla interna e agitare, la miscela ottenuta abbassa la temperatura interna da -4°C a 0°C in 30 minuti (a temperatura ambiente 20°C).

